

Notfalltasche „MODUL“



MODELL

BESCHREIBUNG

Notfalltasche „MODUL“

Klein und alles drin! Das CORDURA-Nylon-Gewebe ist schmutz- und wasserabweisend, innenseitig PU-beschichtet und waschbar. Herausnehmbare Modul-Klettaschen erlauben eine individuelle Anordnung. Die Sauerstoffflasche wird mit einer speziellen Halterung verklettet. Die Ausstattung deckt sämtliche Basismaßnahmen wie Intubation, Beatmung, Absaugung u.v.m. ab. Den detaillierten Inhalt sehen Sie rückseitig aufgelistet .

BESTELL-NR

PREIS

TT1016 (leer)

198,00 €

BESTELL-NR

PREIS

TT1015 (Komplett)

1.089,00 €

sämtliche Preise zuzügl. MwSt. und Versand

Notfalltasche „MODUL“

INHALTSÜBERSICHT

Notfalltasche „MODUL“

SAUERSTOFF

- ✓ 0,8 L Sauerstoffflasche / Fülldruck 200 bar / med. O₂
- ✓ 1 Präzisionsdruckminderer fest eingestellt auf 5 L / Min.

BEATMUNG

- ✓ 1 Beatmungsbeutel (Erw./Kinder) aus Silikon / 1600 ml / mit Ventil
- ✓ 2 Beatmungsmasken Gr. 3 + 5
- ✓ 1 Sauerstoffreservoir mit Sauerstoffschlauch

KREISLAUF

- ✓ 1 Einhandstaubinde
- ✓ 4 Venenverweilkanülen / 4 Fixierpflaster
- ✓ 1 Heftpflasterrolle
- ✓ 2 Infusionsbestecke
- ✓ 6 Einmalspritzen (2, 5, 10 ml)
- ✓ 6 Einmalkanülen
- ✓ 5 Alkoholtupfer

INTUBATION

- ✓ 1 Laryngoskopgriff / Edelstahl
- ✓ 2 Laryngoskopspatel / McIntosh 3 + 4
- ✓ 1 Magillzange 25 cm
- ✓ 1 Blockerspritze
- ✓ 2 Tracheltuben Ch 30 / 34
- ✓ 1 Nasopharyngealtubus Ch 28

ABSAUGUNG

- ✓ 1 Notfallaspirator (manuelle Handabsaugung 0,6 bar Unterdruck)
- ✓ 3 Absaugkatheter (Ch 12, 14, 16)

NOTFALLINSTRUMENTE

- ✓ 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 5
- ✓ 1 Beißkeil
- ✓ 1 Hyperventilationsmaske
- ✓ 1 Kleiderschere
- ✓ 1 Blutdruckgerät manuell / Oberarmmanschette
- ✓ 1 Stethoskop
- ✓ 1 Diagnoseleuchte

MASSE

- ✓ Länge 37 cm / Breite 30 cm / Tiefe 16 cm / Gewicht 6,3 kg
- ✓ 2 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster
oder
- ✓ 1 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster und 1 Sauerstoffflaschenhalterung