

## Notfallrucksack „MODUL“



### MODELL

## Notfallrucksack „MODUL“

### BESCHREIBUNG

Der Notfallrucksack für Jedermann. Das CORDURA-Nylon-Gewebe ist schmutz- und wasserabweisend, innenseitig PU-beschichtet und waschbar. Herausnehmbare Modul-Klettaschen erlauben eine individuelle Anordnung. Die Sauerstoffflasche wird mit einer speziellen Halterung verklettet. Die große Reisverschlussaußentasche bietet Platz für ein Ampullenetui. Die Ausstattung deckt sämtliche Basismaßnahmen wie Intubation, Beatmung, Absaugung u.v.m. ab.

### BESTELL-NR

**TT1019 (leer)**

### PREIS

**199,00 €**

### BESTELL-NR

**TT1018 (Komplett)**

### PREIS

**1.098,00 €**

sämtliche Preise zuzügl. MwSt. und Versand

# Notfallrucksack „MODUL“

## INHALTSÜBERSICHT

### SAUERSTOFF

- ✓ 0,8 L Sauerstoffflasche / Fülldruck 200 bar / med. O<sub>2</sub>
- ✓ 1 Präzisionsdruckminderer fest eingestellt auf 5 l/min.

### BEATMUNG

- ✓ 1 Beatmungsbeutel (Erw./Kinder) aus Silikon / 1600 ml / mit Ventil
- ✓ 2 Beatmungsmasken Gr. 3 + 5
- ✓ 1 Sauerstoffreservoir mit Sauerstoffschlauch

### KREISLAUF

- ✓ 1 Einhandstaubinde
- ✓ 4 Venenverweilkanülen / 4 Fixierpflaster
- ✓ 1 Infusionsbestecke
- ✓ 6 Einmalspritzen (2, 5, 10 ml)
- ✓ 6 Einmalkanülen
- ✓ 5 Alkoholtupfer

### INTUBATION

- ✓ 1 Laryngoskopgriff / Edelstahl
- ✓ 2 Laryngoskopspatel / McIntosh 3 + 4
- ✓ 1 Magillzange 25 cm
- ✓ 1 Blockerspritze
- ✓ 2 Tracheltuben Ch 30 / 34
- ✓ 1 Nasopharyngealtubus Ch 28

### ABSAUGUNG

- ✓ 1 Notfallaspirator (manuelle Handabsaugung 0,6 bar Unterdruck)
- ✓ 3 Absaugkatheter ( Ch 12, 14, 16)

### NOTFALLINSTRUMENTE

- ✓ 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 5
- ✓ 1 Hyperventilationsmaske
- ✓ 1 Kleiderschere
- ✓ 1 Blutdruckgerät manuell / Oberarmmanschette
- ✓ 1 Stethoskop
- ✓ 1 Diagnoseleuchte
- ✓ 1 Paar Handschuhe

### MASSE

- ✓ Länge 48 cm / Breite 38 cm / Tiefe 17 cm / Gewicht 7 kg, royalblau
- ✓ 5 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster  
oder
- ✓ 4 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster und 1 Sauerstoffflaschenhalterung