



MODELL

**Eurosafe ABC**

BESCHREIBUNG

Dieser spezielle Notfallkoffer ist für Notärzte, Internisten und Allgemeinmediziner in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Berufsgruppen konzipiert worden. Der Eurosafe ABC ist konsequent durchdacht und genügt wegen seiner robusten und qualitativ hochwertigen Verarbeitung höchsten Beanspruchungen. Die Ausstattung ist individuell gestaltbar – selbstverständlich bei Verwendung unseres Sauerstoffsystems inklusive dem Sauerstoffservice! Hier ein paar wesentliche Merkmale:

**BEWEGLICHKEIT**

Durchgehendes  
Scharnier  
180° Aufklappbarkeit



**HYGIENE**

Abgerundete Ecken  
sind  
reinigungsfreundlich



**TRAGBAR**



**ÜBERSICHTLICH  
BEDIENBAR**



**REFLEKTOREN**



MODELL

**Länge / Breite / Tiefe: 52,6 cm x 40,0 cm x 20,0 cm Gewicht leer: 6,2 kg**

INHALT

**Sauerstoff:** Sauerstoffflasche nach Wahl und ein auf 5-Liter/Min. fest eingestellten oder 0 – 15 Liter/Min. variablen Präzisions-Druckminderer **Inhalation:** 1

Inhalationsmaske mit Sparbeutel, 1 Sauerstoff-Nasenbrille, 1 Sauerstoffkatheter mit Kompresse CH12

**Beatmung/ Reanimation:** 1 Beatmungsbeutel (Erw./Kind) 1.600 ml mit Patientenventil, 3 Beatmungsmasken Gr. 2/3/5, 1 Sauerstoffreservoir, 1

Sauerstoffschlauch **Kreislauf:** 1 Einhandstaubinde, 4 Venenkanülen G18/20, 4

Fixierpflaster, 2 Infusionsbestecke, 6 Einmalspritzen 2/5/10ml, 6 Einmalkanülen G1/14, 10 Alkoholtupfer, **Intubation:** 1 Laryngoskop-Griff (Edelstahl), 1 Laryngoskop-Spatel (Miller Fig.1), 2 Laryngoskop-Spatel (McIntosh Fig. 3/4) 1 Magillzange, 1

Blockerspritze, 4 Trachealtuben 4,0/ 5,0/ 7,5/ 8,5 und 2 Nasopharyngealtuben Ch 22, 28 **Absaugung:** 1 Notfallaspirator manuell, 3 Absaugkatheter CH 12, 14, 16

**Notfallinstrumente:** 4 Guedeltuben Gr. 1,2,3,4, 1 Hyperventilationsmaske, 1

Kleiderschere **Diagnose:** 1 Blutdruckmessgerät manuell mit Oberarmmanschette, 1 Qualitäts-Stethoskop mit Zubehörtasche, 1 Paar Gummihandschuhe, 1 Reflexhammer, 1 Diagnoseleuchte

BESTELL-NR /

PREIS

**TT-1068 (leer) 349,00 Euro**

**TT-1069 (1-Liter Sauerstoffflasche) 1410,00 Euro**

**TT-1070 (2-Liter-Sauerstoffflasche) 1465,00 Euro**

zuzgl. MwSt. und Versand

**Preise sind je nach Ausstattung variabel – wir beraten Sie gern!**