



Weiterentwicklung der 'Hagener Rettungsrolle' geschützt beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 20001404.3

**Ganz Neu!!**

## **Die Iburger Rettungsrolle**

Vergessen Sie Ihren Verbandskasten! Jetzt kann jeder Arzt bei einem Verkehrsunfall professionelle Erste Hilfe leisten.

Die Iburger Rettungsrolle ist die ideale Notfalltasche für den PKW. Sie enthält eine notfallmedizinische Grundausstattung zur Einleitung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen direkt am Unfallort, **kombiniert** mit dem für alle PKW gesetzlich vorgeschriebene Verbandsmittelsortiment.

Die Iburger Rettungsrolle ist aus strapazierfähigem Nylon, in neutralem Design. Durch das pfiffig angebrachte Klettband kann sie einfach am Teppich Ihres Fahrzeugs befestigt werden. Innen bieten die beiden Taschenhälften zusätzlichen Platz für weiteres, eigenes Zubehör.

### **Ausstattung:**

- Beatmungsbeutel mit Maske (disposable)
- Guedeltuben Gr. 2, 3, 4
- Staubinde
- Desinfektionsspray mit sterilen Tupfern
- Venenverweilkanülen G 14 + G 18
- Fixierpflaster für Venenverweilkanülen
- Kanülenabwurfbox
- Infusionsbesteck
- Infusionslösung, 500 ml
- Kleiderschere
- Warnweste EN471
- Nothammer mit integriertem Gurtmesser
- LED-Kopfleuchte
- Formular 'Unfallbericht'
- Verbandmittel-Sortiment DIN 13 164 (KFZ)

Maße: 33 cm lang, Ø 22 cm  
Gewicht: 2,4 kg  
Bestell-Nr.: TT-IRR  
Preis: **129,90 €** zzgl. MwSt. und Versand



reanimed- Notfallfortbildung

Petra Hillebrand

Wacholdering 13

D-31199 Diekholzen

fon/fax: 05121 – 69 77 59 8/9

[info@reanimed.de](mailto:info@reanimed.de)

[www.reanimed.de](http://www.reanimed.de)