

Notfallrucksack „REHA“



MODELL

Notfallrucksack „REHA“

Ob Sie eine Sportgruppe, eine Veranstaltung betreuen oder bei der Bergwacht als Retter tätig sind – für diese Zwecke ist der Rucksack „REHA“ genau der Richtige. Er bietet höchsten Tragekomfort durch breite, schaumgepolsterte Tragegurte und einen weichen Hüftgurt. Die Ausrüstung ist in herausnehmbaren Modultaschen untergebracht.

BESTELL-NR

TT1023 (leer)

PREIS

239,00 €

BESTELL-NR

TT1024 (Grundausstattung) Sauerstoffsyst. ist Ergänzungsausstattung

PREIS

885,00 €

sämtliche Preise zuzügl. MwSt. und Versand

Notfallrucksack „REHA“

INHALTSÜBERSICHT

BEATMUNG

- ✓ 1 Beatmungsbeutel (Erw./Kinder) aus Silikon / 1600 ml / mit Ventil
- ✓ 2 Beatmungsmasken Gr. 3 + 5

KREISLAUF

- ✓ 1 Einhandstaubinde
- ✓ 4 Venenverweilkanülen / 4 Fixierpflaster
- ✓ 1 Heftpflasterrolle
- ✓ 2 Infusionsbestecke
- ✓ 6 Einmalspritzen (2, 5, 10 ml)
- ✓ 6 Einmalkanülen
- ✓ 10 Alkoholtupfer

INTUBATION

- ✓ 1 Laryngoskopgriff / Edelstahl
- ✓ 2 Laryngoskopspatel / McIntosh 3 + 4
- ✓ 1 Magillzange 25 cm
- ✓ 1 Blockerspritze
- ✓ 2 Tracheltuben Ch 30 / 34

ABSAUGUNG

- ✓ 1 Notfallaspirator (manuelle Handabsaugung 0,6 bar Unterdruck)
- ✓ 3 Absaugkatheter (Ch 12, 14, 16)

NOTFALLINSTRUMENTE

- ✓ 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 4
- ✓ 1 Hyperventilationsmaske
- ✓ 1 Kleiderschere
- ✓ 1 Blutdruckgerät manuell / Oberarmmanschette
- ✓ 1 Stethoskop
- ✓ 1 Paar Handschuhe
- ✓ 1 Halogen-Multifunktionsleuchte

MAßE

- ✓ Länge 48 cm / Breite 33 cm / Tiefe 17 cm / Gewicht 4,3 kg + Sauerstoff = 6,8 kg
- ✓ 3 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster
oder
- ✓ 2 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster und 1 Sauerstoffflaschenhalterung

Notfallrucksack „REHA“

Sauerstoffsystem ist Ergänzungsausstattung – Bitte extra bestellen!!!