

## Notfallrucksack „Trolley“



### MODELL

## Notfallrucksack „Trolley“

Dieser **multifunktionale** Notfallrucksack ist ein echtes „Raumwunder“. Für die Unterbringung einer kompletten Notfallausrüstung stehen viele Fächer und Taschen zur Verfügung. Die Inneneinrichtung ist durch Klettverschlüsse variabel. Die mitgelieferten Trennstege können an der Stelle verklebt werden, an der Sie ein Fach einrichten möchten (z.B. für Beatmungsgerät oder Defibrillator). Beim Transport haben Sie die Wahl: **Tragen - Huckepack - Rollen**. Im Liegen und Stehen zu bedienen – besonders wichtig in engen Räumen (Patientenzimmer).

Individuelle Wunschausstattung ist möglich!

### BESTELL-NR

**TT1058 (leer)**

### PREIS

**385,00 €**

### BESTELL-NR

**TT1059 (Komplett mit 1 Liter Sauerstoff)**

**TT1060 (Komplett mit 2 Liter Sauerstoff)**

### PREIS

**1.445,00 € (TT1059)**

**1.500,00 € (TT1060)**

sämtliche Preise zuzügl. MwSt. und Versand

# Notfallrucksack „Trolley“

## INHALTSÜBERSICHT

### SAUERSTOFF

## Notfallrucksack „Trolley“

- ✓ 1-l-Sauerstoffflasche (200 bar/med. O<sub>2</sub> \* Vorrat für ca. 40 min.)
- ✓ 1 Präzisionsdruckminderer fest eingestellt, 5 l/min. (bei 2-l-Sauerstoffflasche Druckminderer stufenweise einstellbar: 1,2,3,4,5,6,9,12 oder 15 l/min. )
- ✓ 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel
- ✓ 1 Sauerstoffnasenbrille
- ✓ 1 Sauerstoffkatheder mit Kompresse CH 12

### BEATMUNG

- ✓ 1 Beatmungsbeutel (Erw./Kinder) aus Silikon / 1600 ml / mit Ventil
- ✓ 3 Beatmungsmasken Gr. 2 + 3 + 5
- ✓ 1 Sauerstoffreservoir mit Sauerstoffschlauch

### KREISLAUF

- ✓ 1 Einhandstaubinde
- ✓ 4 Venenverweilkanülen / 4 Fixierpflaster
- ✓ 2 Infusionsbestecke
- ✓ 6 Einmalspritzen (2, 5, 10 ml) / 6 Einmalkanülen
- ✓ 10 Alkoholtupfer

### INTUBATION

- ✓ 1 Laryngoskopgriff / Edelstahl
- ✓ 1 Laryngoskopspatel / Miller Figur 1
- ✓ 2 Laryngoskopspatel / McIntosh 3 + 4
- ✓ 1 Magillzange 25 cm
- ✓ 1 Blockerspritze
- ✓ 4 Tracheltuben 4,0 / 5,0 / 7,5 / 8,5 mm
- ✓ 2 Nasopharyngealtuben Ch 22 / CH 28

### ABSAUGUNG

- ✓ 1 Notfallaspirator (manuelle Handabsaugung 0,6 bar Unterdruck)
- ✓ 3 Absaugkatheter ( Ch 12, CH 14, CH 16)

### NOTFALLINSTRUMENTE

- ✓ 4 Guedeltuben Gr. 2, 3, 5
- ✓ 1 Hyperventilationsmaske
- ✓ 1 Kleiderschere
- ✓ 1 Blutdruckgerät manuell / Oberarmmanschette
- ✓ 1 Qualitäts-Stethoskop mit Zubehörtasche
- ✓ 1 Halogen-Multifunktionsleuchte
- ✓ 1 Reflexhammer
- ✓ 1 Paar Gummihandschuhe

### MAßE

- ✓ Länge 56 cm / Breite 35 cm / Tiefe 25 cm / Gewicht 5,9 kg
- ✓ 4 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster oder 2 herausnehmbare Modultaschen mit Folienfenster und 1 Medikamententasche