



DENTAL
classic



zusätzlich bei **DENTAL**
plus



Von Notärzten für Zahnärzte *reanimed*® „Dental“.

Der *reanimed*® „Dental“ ist ein geprüfter Qualitätskoffer aus Vollaluminium.

Die hygienische Kunststoffinneneinrichtung gewährt eine übersichtliche Anordnung der Ausrüstung.

Die Ausstattung wird von aktiven Notärzten zusammengestellt und umfasst alles, was Sie als

Zahnarzt für die ärztlichen Basismaßnahmen bereithalten müssen.

Mit vormontierter Beatmungseinheit kann die Handhabung ohne technische Kenntnisse erfolgen. Dadurch ist ihr Notfallkoffer sofort einsatzbereit und mindert die Stresssituation.

Zusätzlicher Service:

- Verfallzeiterinnerung für medizinischen Sauerstoff
- Medikamenten-Belegungsvorschlag
- Notfallfortbildung in der eigenen Praxis durch aktiven Notarzt
- Individuelle, telefonische Beratung



reanimed®

Erste Hilfe mit:

- Atmung
- Beatmung
- Notfall-instrumenten
- Diagnose
- Integrierte Ampullenleiste mit 15 Ampullen

Modell-beschreibung:

Länge: 45 cm
Breite: 31 cm
Tiefe: 16 cm

Vollaluminium-Koffer mit Kunststoffinnen-einrichtung

1,5 mm Alu-Blech, kunststoffbeschichtet (weiß).
Deckelöffnung: 180°

Staub- und spritzwassergeschützt

Bestell-Nr. RM 1050 (leer)

Leer: 4,2 kg.
Gefüllt: 9,2 kg.

Hinweis:

Für den **reanimed**® „Dental“ erhalten Sie von uns 3 Jahre Garantie.

Die abgebildeten Medikamente gehören nicht zum Lieferumfang.

Abweichungen der abgebildeten Technik durch Weiterentwicklung sind möglich.

Sauerstoff

- 1 1-l-Sauerstoffflasche, Fülldruck 200 bar/med. O₂ (Vorrat für ca. 40 Minuten)
- 1 Präzisions-Druckminderer, fest eingestellt, 5 l/min.

Inhalation

- 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel
- 1 Sauerstoff-Nasenbrille
- 1 Sauerstoffkatheter mit Kompresse CH 12

Beatmung

- 1 Beatmungsbeutel (Erwachsene/Kinder) 1.600 ml., mit Patientenventil
- 2 Beatmungsmasken Gr. 3+5
- 1 Sauerstoffreservoir
- 1 Sauerstoffschlauch

Kreislauf

- 1 Einhandstaubbinde
- 4 Venenverweilkanülen G 18, G 20
- 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanüle
- 1 Infusionsbesteck
- 6 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml
- 6 Einmalkanülen G 1, G 14
- 5 Alkoholtupfer
- 1 Infusionslösung

Instrumente

- 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 5
- 1 Beißkeil
- 1 Hyperventilationsmaske
- 1 Magillzange
- 1 Kleiderschere

Diagnose

- 1 Blutdruckmeßgerät, manuell Oberarm-manschette
- 1 Stethoskop
- 1 Diagnoseleuchte

Ergänzungsausstattung für Intubation

(bitte ggfs. extra bestellen)

- 1 Notfallaspirator (manuelle Handabsaugung, 0,6 bar Unterdruck)
- 3 Absaugkatheter CH 12, CH 14, CH 16
- 1 Intubationseinheit, bestehend aus:
 - Laryngoskop-Griff, Edelstahl
 - Laryngoskop-Spatel
 - McIntosh, Fig. 3 und Fig. 4
 - Trachealtuben CH 30, CH 34
 - Einführungsmandrin
 - Magillzange
 - Blockerspritze

• Bestell-Nr. TT 214

• Bestell-Nr. TT 210



DENTAL plus

zusätzlich:
Pulsoxymeter
NONIN Onyx
und automatisches
Blutdruckmessgerät
OMRON RX3

**Preisvorteil i.G.
zum Einzelkauf
100,-EURO**

Vertrieb über **reanimed**®

DENTAL classic

Bestell-Nr.: RM 1051 C

zugl. MwSt. und Versand

DENTAL plus

Bestell-Nr.: RM 1051 P

zugl. MwSt. und Versand



reanimed®
Notfallfortbildung

Wacholdering 13
D-31199 Diekholzen
Telefon 0 51 21 / 69 77 59 - 8
Telefax 0 51 21 / 69 77 59 - 9

E-Mail: info@reanimed.de
www.reanimed.de
www.notfallfortbildung.de